

mindray
healthcare within reach



Z60
Diagnostic Ultrasound System

mindray



www.mindray.com





El Z60 es una sabia elección para aquellos que requieren de una alta calidad en la imagen, facil movilidad y tambien asequibilidad cuando se trata de una imagen avanzada en ultrasonido. Con configuraciones completas y un diseño integrado, el Z60 es el resultado de continuos y determinados esfuerzos para hacer de la atención en primeros auxilios más eficiente, efectiva y accesible para todos.

Configuraciones completas para un facil y preciso diagnóstico


Con una abundante familia de transductores, nueva plataforma de tecnologías avanzadas integradas, diseño de solución inteligente inherente de Mindray, el Z60 va a ayudarte de forma precisa y exacta a completar tus exámenes diarios.

Amplia gama de aplicaciones

- **Modos de Escaneo:** B, Color, PW, Power, M, Free Xros M
- **Variedad de transductores:** Convex, Linear, Phased array, Endocavity, 4D Volumetrico
- **Aplicaciones:** ABD/OB/GYN/SML/URO/VAS/CAR/ORTH/MSK/NERVE y más.

Tecnologías de imagen avanzadas

- **iBeam™:** Esta función es usada para sobreponer un porcentaje de imágenes de diferentes ángulos de dirección para obtener una imagen optimizada.
- **iClear™:** Esta función es utilizada para incrementar la calidad de imagen en los bordes o límites de los órganos y estructuras en la pantalla del equipo.
- **Phase Shift THI:** Imágenes armónicas purificadas.



Color Flow of Liver

PW of Renal Artery

Color Flow of Portal Vein

3D of Fetal Face

Funciones inteligentes

- **Imagen 3D/4D**
- **Smart Face:** Elimina de forma Inteligente las oclusiones y elimina el ruido de los rostros fetales.
- **Smart OB:** Calculo automático de biometría fetal y huesos largos.
- **iLive:** Función que permite dar un aspecto mas natural a la reconstrucción volumétrica. Con ajuste de luz.
- **iNeedle™:** Función para punciones guiadas por ultrasonido.
- **Auto IMT package:** Estudio carotideo que mide de manera automática el espesor de la pared arterial.

Diseño integrado y confiable para multiples escenarios clinicos

Gracias a su diseño integrado, su adaptador interno y batería podemos ver que el Mindray Z60 es extremadamente facil de transportar en cualquier momento y cualquier lugar. Combinado con 3 conectores para transductores, el Z60 cumplirá con todos sus requisitos clinicos.

15 inch Full Screen design



60 degree tilting angle adjustable monitor



Max 3 universal transducer connectors

500GB hard disk for large patient data storage

1.5h scanning with rechargeable battery

